

TTester de pH inalámbrico HALO2 Carne

SKU: HI 981045

RESUMEN

Preciso y fácil de usar, el Medidor de pH HI981045 es ideal para medir el pH durante el procesamiento de carne y está diseñado para usarse con FC097, una hoja de acero inoxidable de alta calidad. La cuchilla se vende por separado. El Medidor de pH para Carne Foodcare HI981045 es un medidor diseñado para aplicaciones específicas para medir el pH durante el proceso de procesamiento de carne. Este tester ofrece muchas funciones avanzadas, incluido un electrodo de pH diseñado específicamente para carne e hilos en la base de la sonda para compatibilidad con cuchilla para carne FC097.

DESCRIPCIÓN

Preciso y fácil de usar, el medidor de pH **HI981045** es ideal para medir el pH durante el procesamiento de carne, y está diseñado para usarse con **FC097**, una hoja de acero inoxidable de alta calidad. La cuchilla **FC097** se vende por separado.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Rango	0.00 a 12.00 pH
Resolución	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25°C)	± 0.05 pH
Calibración de pH	Automático, en uno o dos puntos.
Compensación de temperatura	Automática (0 a 50° C) o manual
Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado.
Tipo de batería / Vida útil	CR2032 Li-ion / Aproximadamente 1000 horas de uso continuo.
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR 95% máx.
Dimensiones	51 x 148 x 21 mm (2 x 5,8 x 0,9")
Peso	45 g (1,58 onzas)

ACCESORIOS

- **FC097** Cuchilla para carne de acero inoxidable (con junta tórica)

- **HI70004P** Solución tampón pH 4.01, sobre de 20 ml (25 uds.)
- **HI70007P** Solución tampón pH 7.01, sobre de 20 ml (25 uds.)
- **HI70630L** Solución de limpieza de electrodos ácidos para grasas y grasas cárnicas, 500 ml.
- **HI700630P** Solución de limpieza de electrodos ácidos para grasas y grasas cárnicas, sobre de 20 ml (25 uds.)
- **HI70631L** Solución limpiadora de electrodos alcalina para grasas y grasas cárnicas, 500 ml.
- **HI70632L** Solución de limpieza y desinfección para hemoderivados, 500 ml.
- **HI9071** Electrolito puente gelificado, 30 ml.
- **HI70300M** Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP, 230 ml.
- **HI70300P** Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP, bolsita de 20 ml (25 uds.)

CÓMO PEDIR

El **HI981045** (con rosca) se suministra con solución tampón de pH 4,01, sobre de 20 ml (2 uds.), solución tampón de pH 7,01, sobre de 20 ml (2 uds.), solución de limpieza de electrodos para grasas y grasas cárnicas, sobre de 20 ml (2 uds.), solución de almacenamiento de electrodos, frasco cuentagotas de 13 ml, electrolito gelificado, frasco cuentagotas de 13 ml, batería de litio de 3 V – CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.