



Electrodo de pH de Repuesto para Testers – HI73127

Description

Reemplazar un electrodo de pH en uno de los medidores compatibles de Hanna es rápido y fácil. El electrodo de repuesto está diseñado como un cartucho de fácil ajuste que se engancha en su lugar, con dos empaques para mantener un sello hermético.

Especificaciones

Referencia	Simple, Ag / AgCl
Unión	Tela
Electrólito	Gel
Presión máxima	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 14
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 50°C (23 a 122°F)
Forma de la punta	Esférica (diámetro: 5 mm)
Sensor de temperatura	No
Amplificador	No
Material del cuerpo	Polipropileno
Cable	No
Aplicaciones	Aplicaciones de campo y usos generales
Conexión	Pin