



Solución Estándar de Cloruro 1000 ppm para ISE – HI4007-03

Description

La HI4007-03 es una solución estándar de cloruro de 1000 ppm (mg/L) utilizada para calibrar el electrodo de ion selectivo (ISE) para iones cloruro. Las soluciones estándar ISE de Hanna son fabricadas con productos químicos de alta pureza y envasadas en nuestras propias instalaciones de última tecnología.

Los ISE requieren calibración para lecturas precisas cuando se emplean técnicas como la medición directa y métodos de incremento. Se recomienda una calibración de a lo menos dos puntos para una mayor precisión. Puede usarse material volumétrico de vidrio para hacer diluciones de soluciones estándar y fijar la concentración esperada de la muestra a medir. Los estándares de calibración ISE y las soluciones de muestra siempre deben tener la misma fuerza iónica. Antes de realizar la medición, se debe agregar siempre el mismo volumen de solución ajustadora de fuerza iónica (ISA) tanto a los estándares como a las muestras.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones estándar ISE de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir

Especificaciones

ppm (mg/L) @ 25 ° C	1000 mg/L (ppm) de cloruro
Paquete	Frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1

Certificado de análisis	No
-------------------------	----