



Reactivos de Yodo (300 pruebas) – HI93718-03

## Description

El HI93718-03 es un reactivo de alta calidad preparado previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptación del Método DPD en el que la reacción entre el yodo y el reactivo provoca un color rosa en la muestra. Al agregar el reactivo a la muestra, se producirá una reacción y se podrá usar un medidor portátil o de sobremesa compatible para determinar la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrará en mg/L (ppm) de yodo. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 12.50 mg/L de yodo.

## Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	300 pruebas
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20ª edición, método del DPD. La reacción entre el yodo y el reactivo provoca un color rosado en la muestra