



Solución Estándar de Amoníaco de 100 ppm para ISE – HI4001-02

## Description

La HI4001-02 es una solución estándar de amoníaco de 100 mg/L (ppm) (como  $\text{NH}_3\text{-N}$ ) que se utiliza para calibrar el electrodo combinado de ion selectivo (ISE) para amoníaco. Las soluciones estándar ISE de Hanna se fabrican con productos químicos de alta pureza y se embotellan en nuestras propias instalaciones de vanguardia. Los ISEs requieren calibración para lecturas precisas cuando se emplean técnicas como la medición directa y métodos de incremento. Se recomienda una calibración de a lo menos dos puntos para una mayor precisión. Puede usarse material volumétrico de vidrio para hacer diluciones de soluciones estándar y fijar la concentración esperada de la muestra a medir. Los estándares de calibración ISE y las soluciones de muestra siempre deben tener la misma fuerza iónica. Antes de realizar la medición, se debe agregar siempre el mismo volumen de solución ajustadora de fuerza iónica (ISA) tanto a los estándares como a las muestras.

### Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

### Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones estándar ISE de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir

### Especificaciones

ppm (mg / L) @ 25 ° C	100 mg/L (ppm) de amoníaco (como $\text{NH}_3\text{-N}$ )
Paquete	Frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No